

เตาไฟฟ้าแบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ



คุณลักษณะของเตา

เป็นเตาแบบมาตรฐานสากลแบบห้องเผาเปิดด้านหน้า ออกแบบการใช้งานให้เหมาะกับลักษณะประเภทงานหลากหลายรูปแบบ การควบคุมอุณหภูมิแบบ DIGITAL PROGRAM CONTROLLOR ให้อุณหภูมิที่แม่นยำ การควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ S.C.R. / S.S.R Control ทำให้ประหยัดไฟ ยืดอายุขยตลอดได้ยาวนาน หน้าเครื่องมีปุ่มควบคุมแสดงสถานะอย่างชัดเจน, มีระบบเซฟตี้เมื่อเปิดประตูเตาตัดการทำงานอัตโนมัติ และมีระบบความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน เมื่อเกิดการช็อต รั่ว ระบบจะตัดการทำงานอัตโนมัติพร้อมมีสัญญาณเตือนให้ตรวจเช็ค วัสดุฉนวนใช้วัสดุที่ทนอุณหภูมิได้สูง, ระบบการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน, เรามีบริการหลังการขาย พร้อมรับประกันคุณภาพ และสายด่วนให้บริการระหว่างใช้เครื่อง

คุณลักษณะพิเศษ

- * น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่ายเหมาะกับงานในห้องปฏิบัติการ
- * ตัวเครื่องสามารถต่อเข้า PC (OPTION)
- * สามารถจ่ายแก๊สเข้าภายในได้ (OPTION)



Digital Controller



Furnace interior with high-quality

รุ่นแบบ-มาตรฐาน

Model	T.Max	Inner dimension mm.			Volume L	Power kW	Electric Phase
	C	w	d	h			
TF5-LP	600	150	200	150	5	3.3	1 Phase
TF10-LP	600	200	250	200	10	4.4	1 Phase
TF20-LP	600	250	350	250	20	5.5	1 Phase
TF5-MP	1000	150	200	150	5	4.4	1 Phase
TF10-MP	1000	200	250	200	10	5.5	1 Phase
TF20-MP	1000	250	350	250	20	6.6	1 Phase
TF5-HP	1300	150	200	150	5	5.5	1 Phase
TF10-HP	1300	200	250	200	10	6.6	1 Phase
TF20-HP	1300	250	350	250	20	7.7	1 Phase